

SMA001-免疫增强佐剂说明书


产品描述:

本产品包含多种免疫刺激小鼠专用水性免疫佐剂，避免乳化过程对抗原构象的影响；同时对提升抗原免疫原性、拓展抗原表位等均有显著帮助。

产品规格:

| 货号 | 规格 | 用法 |
|--------|-----|--------------|
| SMA001 | 1ml | 每次100μl，共10次 |

使用效果:



使用方法:

本佐剂与蛋白/多肽/细胞等抗原1: 1混合后，进行皮下或肌肉注射免疫，可用于初始免疫及加强免疫。

储存条件: -80℃